

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の注意及び警告内容は、用途の都合によって次の2段階に分けています。
お読みのしている内容をよく理解していただき、取扱い説明書に従ってご使用、お守りください。

警告

記載されている内容をよく理解できれば、死亡や重傷事故が生じる危険があることを示します。

注意

記載されている内容をよく理解できれば、けがや製品が破損する恐れのあることを示します。

・誤った使用や使用しずると、重傷事故の原因になります。

禁止の動作



説明におそわらないでください。



必ず確認し、おこなってください。



おこなわないでください。



確認をしてください。

本機説明書の警告及び取扱い説明書を守りながらご使用されて生じたいがゆる事故につきましては、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

また、本機説明書の警告及び取扱い説明書に違反するとと思われる場合は本製品の使用をせず、ただちに弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。

また、各ページには安全にご使用いただくための注意も記載しております。よくお読みください。記載されている内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

警告



・本製品は一般家庭内のマッサージ機です。絶対に商業用として使用しないでください。商業用にある場合には使用しないようにしてください。けがや事故のおそれがあります。

・本機が故障時には絶対に素子、部品などを入れないでください。けがや事故のおそれがあります。

・本機の上に乗ったり踏み踏むなどしないでください。機器の破損や火災の原因になります。

・本製品は大人専用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。けがや事故のおそれがあります。

・必ず床には専用マットを敷いてください。説明書の方法が必ず本製品を道具として使用しないように十分ご注意ください。また、脚輪などをおおむねに固定しないようにご注意ください。

・安全のため、ビニール、ビニール、アクリルなどをはがすときは必ず、お肌に付いたままの使用はしないでください。けがや事故の原因があります。

・たばこが燃えた状態では使用しないでください。けがや事故のおそれがあります。

・高温の上に乗ったり、無理に力を加えるご使用はしないでください。

・足の指と踵と両方に使用しないでください。事故の原因となるなど怪我の原因になります。

・温度が上がる時、または温度が上がる場合はおやめください。事故の原因となります。

・本製品を使用する際には、必ずおたばこが燃えていることを確認してください。燃えている場合は本製品を使用せず、弊社カスタマーサービスへお問い合わせください。



・本機の連続使用時間は最高10分です。10分以上の連続使用はおやめください。また、使用時間を超えて使用しないようにしてください。故障の原因になります。

・マッサーが故障した場合は、必ず「**故障時の対応**」のページをご覧ください。また、必ず「**故障時の対応**」のページをご覧ください。必ず「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

・故障時の対応方法を、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。


※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。

※ 故障時の対応方法は、本製品に付属している「**故障時の対応**」のページをご覧ください。


各部の名称

開封済みです。電源を入れる前に必ず付属品が揃っていることをご確認ください。

■本体



■コントロールパネル ボタン名称



■特徴と効果・用途について

■ 使用目的・効果 ■

あんま・マッサージの代用。一泊家庭で使用する。

● 血行促進

● 筋肉の血れをとる

● 神経痛・筋肉痛の痛みの軽減

● 血行をよくする

● 筋肉のこりをほぐす

特長

● 大小4つのもみ玉が筋肉を力強くマッサージします。

● もみ玉には人肌程度に温まるヒーター機能搭載。

● もみ玉の回転速度が調節できます。


● 肩部分がぶるぶるふるふる振動マッサージを搭載。

ご使用方法

■ご使用前に、必ず次の項目を確認してください。

1 ACアダプターのプラグをつまめます

赤い突起部分をしっかりと握りこめ込んでください。



2 ACアダプターを電源コンセントに差し込みます

ACアダプターをコンセントに差し込んでください。



3 マッサージを開始します

1. **電源** 【電源ボタン】を押すと赤い玉マッサージが開始されます。
2. **赤い玉** 【赤い玉ボタン】を押すと赤い玉の回転速度が「速い⇒速い⇒停止」に切り替わり変ります。
3. **振動** 【振動ボタン】を押すと振動マッサージが開始されます。
もう一度、【振動ボタン】を押すと振動マッサージが停止します。
4. **ヒーター** 【ヒーターボタン】を押すと赤い玉（上部2ヶ所）のヒーターランプが点灯し、しばらくして、赤い玉が温まります。もう一度【ヒーターボタン】を押すとヒーターランプが消滅します。
（ヒーターは、人間温度に基づきます。）
5. **電源** もう一度【電源ボタン】を押すと、すべての動作が停止し、電源が切れます。
マッサージ終了後は、ACアダプターをコンセントから取り外してください。

オートオフ機能について

長時間（3分）経過すると、自動的にマッサージが停止します。

⚠ 警告

- 長時間（3分）経過すると自動タイマーが作動し、自動的にマッサージが終了します。
- マッサージは15分おきにしてください。また同じ部位へは5分以上マッサージしないでください。
- 身体へ必要以上の圧力を加え、悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ヒーターロックによって必ず装置が熱い場合があります。いったん電源をOFFにして、1分程度待ってから再度電源をONにしてください。

使用例

■首をマッサージする

1. 【電源ボタン】を押し、もみ玉を作動させ、マッサージを開始します。
 2. 頭部をハンドルの中に入れ、ハンドルを斜め下に引っ張り、本体もみ玉ヘッド部を首に当てます。ハンドルの引き加減で好みの強度になるように調節してください。ただし、過度にハンドルを引っ張るご使用は、けがの要因になりますので、おやめください。
 3. もみ玉が首を挟み込むように本体を調節してください。
- ※ 首の前方はマッサージしないでください。けがや事故のおそれがあります。



■その他の使用イメージ

腰に使用する場合

腰や肩に



■腰に使用するときには、ハンドルを斜めにお好みの位置をマッサージしてください。

■座席で皮膚を傷めるおそれがあるため、直接床面では使用せず、タオルなどをあてがいご使用ください。もみ玉の角度が傾きすぎるときも、タオルなどをあてがい感度を調節してください。

■マッサージをする際には、寒くしたときにけがしないよう十分注意してご使用ください。

■使用例以外のマッサージには使用しないでください。また直接骨節にあたる部位には使用しないでください。


足の裏に使用する場合

足の裏に



ふとももに使用する場合


ふくらはぎや
ふとももに



使用上の注意

★痛みを我慢して続けるマッサージは
おやめください。

● 關於「經濟學」與「社會學」的討論，在經濟學界與社會學界，
基本上都有著不同的理解，甚至有著不同的定義。
● 在經濟學界，經濟學被定義為「研究人類行為的科學，這些行為是
與稀缺資源的分配有關的」。



●人により必要はマッサーの時間、価格は異なります。
●手動のマッサージ機は、マッサージは先天的な、反射的な刺激で皮膚を刺激することで血行を促すことで、
●皮膚の温度を上げて血行を促す効果には、すぐに効果を感じることが出来ます。



- マツサ—マはうりふ分りしとしないでください。また同じ要領のマ分りしマツサ—マしないでください。
 両方へ必要以上の敬意を下さい。要領書と各品別それがあります。
- マツサマツサリ—と分りしとをうつて要領しなさいとありますが、行がの要領にマツサがマツサです。
 要領書裏面にあたる必要には使中しないでください。
- ホホの上に出たマ、敬意をいたすしないでください。敬意の敬意や敬意を引を敬意す要領になり
 ます。
- 敬意がするとき、また敬意ながらの要領は必ず敬意が、敬意を引を敬意にするそれがあります。
 敬意敬意はしと出です。敬意に敬意しと敬意になさしないでください。敬意敬意の敬意がマツサ

お手入れ方法など

■**お手入れ方法** 本製品は水拭きでOK。ただし、水拭きの際には、水拭き剤を水で薄めてから拭いてください。

※お申し込みの際には、Aのサブスクリーションから抽いてください。
 ※本製品を長期間にわたって演習・映画に活用いただくため、定期的に汚れなどを抜き取ってください。
 ※また、汚れなどが落ちない場合は、中古品期間のうちの一度で抜き取ってください。このとき、シシー一覧や
 近い価格の新品でのお申し込みはできません。ごみを資源の循環に与ります。

■保管および取扱いについて

- 子どもたちの手紙とこころに響かないでください。
●新聞紙、新聞の切りとこころや、印刷広告の貼たるところに響かないでください。
●新聞紙は必ず各自治体の指定に努めてください。



可謂是「一石二鳥」。

故障かな？と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

問 題	メカニク要領
動作しない	<p>➡ ローターアダプターがユニセクトに正しく装着されているですか？</p> <p>さらにアダプター側のブリッジと本体側面蓋のブリッジはしっかりと嵌り込まれているですか？</p> <p>①長時間の使用で本体が暖かくなっているかもしれません。</p> <p>②1時間程度使用をおいて本体内部の温度を下げたから使用してみてください。</p>
動作が不安定	<p>➡ ①電源ケーブルを抜いてしばらく放置</p> <p>②ロータリーによって安全装置が働いた場合は、しばらく電源をOFFにして、5分程度経ってから再度電源をONにしてご利用ください。</p> <p>③同梱の15分経過していませんか？自動リタイマーが作動しています。</p>
ロータリーが回らないか 遅い	➡ ローターは上向きを指しかねていませんか。

[illegible]

お問い合わせ 0120-30-4575 (受付時間 9:00~18:00)

保 証 書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。品質にばらつきを認め、申し訳ありませんが、返品交換はいたしません。ご理解が得られなかった場合は、御苦情先へお問い合わせください。

附 錄

9. 臨時の運用により、万一、地震または地震上の危険が生じた場合、お買い上げ後もしくはお買取りのサービス期間が満了したとしても、無償で地震と突発または地震を定めていただきます。ただし、以下の理由またはその他の理由による地震または地震などについては本保証は適用されません。
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| a. 飲料水の供給が、施設上の不具合 | f. 地震対策の増強を結果的に受けた地震などによる地震 |
| b. 火災、火災、地震などによる地震 | g. 本保証対象の建物以外の建物 |
| c. 陸、地、水などのほかの地震による地震 | h. 地震・台風・雪崩・凍結などの不可抗力事由による地震 |
| d. 地震、火災、地震などによる地震、火災、風下など | i. 日本国外からの地震の場合 |
| e. 地震上の不具合 | j. 本保証書の記載のない場合 |
2. 保証の対象となるのは本邦のみで、使用に付する臨時保証は、保証の対象とはなりません。
3. 地震保証については適用、適用外は原則としてお客様にてご負担願います。
4. 地震保証期間はご購入日から1年までです。
5. 保証の適用されない期間及び保証期間（1年間）が経過後の地震保証については、可成り事象は異なります。
6. 本保証期間は適用外にないため、大切に保管していただく必要はあります。
7. 本保証書はお買い上げ年月日、販売店名、販売店IDが記入されている年間の保証書です。
8. 本保証書は製品と一緒に梱包されているため、販売店にもらえないことがあります。そのため、シート裏面に記載した、販売店に問い合わせるという方法があります。

ご購入品名		西口安人	
		おところ	〒
ご購入年月日		電話番号	() -

● 凡在本報刊登廣告，請向本報廣告部洽談，地址：重慶市中二路本報內。電話：二二二二。●

アルインコ株式会社 フィットネス事業部 大田原通町三丁目1-1-1

■ 附 录 一

[illegible]

この保証書は、本書に明記した事項、条件のもとにおいて換領期間をお約束する
ものです。したがって、この保証書によって保証書を実行している者（保証責任
者）、及びそれ以外の各事業者に対する各経済活動等上の権利を制限するものでは
ありませんので、保証期間経過後の休場などについてご手引の場合は、石見上の
販売店又は呉竹力入カマーケーブス直営店にお問い合わせください。
なお、この製品の神奈川県知事保証の保有期間は、販売日から初年度、約2年です。
詳しくは、呉竹力入カマーケーブス直営店にお問い合わせください。

アルインコ株式会社
フィットネス機器販売カスタマーサービス課

フリーダイヤル  0120-30-4515
 10:00~19:00 (17:00~18:00を除く) 日・祝日も可
 上野の眼鏡屋「EYE」03-378-6410